

Генеральному директору ООО «НПФ «Абрис+»

Марковскому В.М

Уважаемый Василий Михайлович!

Наша больница является детским стационаром и имеет в своем составе две реанимации, одна из которых, реанимация новорожденных с тяжелыми патологиями. Для нас очень важна быстрая и точная диагностика, особое место в которой занимает микроскопия мазка периферической крови, так как микроскопия мазка крови врачом КДЛ не может быть заменена никаким даже самым хорошим аппаратом.

В этой ситуации очень важно качество окраски мазков периферической крови

Последние два года для окраски мазков периферической крови мы используем наборы красителей производства ООО «НПФ «Абрис+» «Диахим Гема Т» для работы на анализаторе Hema-TekR (Bayer Diagnostics).

Использование при окраске мазков наборов «Диахим Гема Т» позволило нам получить окраску соответствующую требованиям международных стандартов, что в условиях импорт замещения и учитывая сравнительно небольшую цену наборов очень важно и ценно.

Мы полностью удовлетворены качеством этих наборов. Все форменные элементы крови прокрашиваются оптимально, что очень важно для гематологов так как результаты микроскопии помогают лечащему врачу в постановке диагноза, оценке тяжести заболевания и эффективности лечения наших маленьких пациентов.

С уважением и уверенностью в дальнейшем сотрудничестве и пожеланиями успешного развития вашего производства.

Зав. КДЛ СПб ГБУЗ ДГБ №22

